

## Abstriche

---

### Ausgewählte Abstriche

#### Versandmaterial:

- Abstrichtupfer mit Transportmedium (Kappe: orange, Tupfer: **dünn**) für z. B. Augen-, Ohr- oder
- Urethralabstriche\*
- Abstrichtupfer mit Transportmedium (Kappe: blau, Tupfer: **dick**) für z. B. Wund-, Rachen-, Vaginalabstriche\*
- Abstrichtupfer ohne Transportmedium (Kappe: weiß, grau o. blau) für molekularbiologischen Erregernachweis
- Abstrichtupfer mit speziellem Medium (schwarz) für Antigennachweis Gonokokken/Chlamydia trachomatis

#### Gehörgangabstrich:

- Ohrmuschel desinfizieren, ggf. Krusten entfernen, Gehörgang rotierend abstreichen

#### Nasenabstrich:

- sterilen Tupfer ca. 2 cm in ein Nasenloch einführen, Schleimhaut rotierend abstreichen

#### Rachenabstrich

- Mund mehrmals mit Leitungswasser ausspülen lassen
- Zunge mit Spatel herunterdrücken
- Tupfer einführen, ohne dabei die Lippen, Mundschleimhaut oder Uvula zu berühren
- Tupfer ohne Druck von oben nach unten über die Tonsillen bzw. horizontal über die Rachenwand streichen

#### Abstrich vom Auge

- Konjunktiva nach Abheben des Augenlids mit Tupfer abstreichen,
- Tupfer in Transportmedium überführen.
- Materialentnahme auch vom nicht infizierten Auge empfehlenswert

#### Eiter und Wundabstriche

- Krusten und oberflächliches Sekret entfernen
- Abstriche **nicht von Oberflächen** (Kontaminationsflora!), sondern aus der Tiefe entnehmen und in Transportmedium überführen

#### Weitere Hinweise:

- bei allen Abstrichen von Körperoberflächen Gefahr der Kontamination durch Bakterien der physiologischen Flora
- Mit dem Abstrichtupfer möglichst viel Material entnehmen, dabei gesunde Umgebung nicht berühren
- Tupfer unverzüglich ins Transportmedium einbringen
- Lagerung bis zum Transport bei Raumtemperatur