

## Fingerverband mit Applikator

### Ziele

- Fixierung einer Wundauflage
- evtl. Ruhigstellung

### Indikation

- verschiedene Wunden z. B. Schnittwunden
- Kontusion (Prellung, Quetschung)

### Vorbereitung der Materialien

- Applikator in der entsprechenden Größe
- Schlauchverband in der entsprechenden Größe
- Verbandschere
- Kompressen

### Durchführung

- Hände desinfizieren
- benötigtes Material auf Arbeitsfläche richten
- Patient sollte sitzen und den zu verbindenden Arm evtl. aufstützen

			
Der Applikator wird mit dem Schlauchmull über den Finger geschoben.	Der Schlauchmull wird an der Fingerbasis festgehalten, während der Applikator wieder zurückgezogen wird. Durch Drehung des Applikators wird der Verband über der Fingerkuppe geschlossen.	Der Applikator wird erneut zur Fingerbasis geschoben und wieder zurückgezogen.	Die letzte Schlauchmullage wird an der Beugeseite längs eingeschnitten.
			
Der Finger wird nun durch den gebildeten Schlitz herausgeführt.	Der Schlauchmull wird über das Handgelenk geführt und dort in der Mitte eingeschnitten, so dass zwei Bänder entstehen.	Die Bänder des Schlauchmulls werden über dem Handgelenk miteinander verknötet.	

### Nachbereitung

- gebrauchte Materialien entsorgen
- Hände desinfizieren
- Dokumentation